

# EZ Stretch™ cast protector



P205-00, P206-00

## **WARNINGS:**

Product is designed to resist water when showering, but not for submerging underwater.

Cast Protector may be slippery when wet.

Be sure to inspect the cast protector after each use to ensure there are no tears or holes in the material. If any tears or holes are discovered, discontinue using the product.

When not in use, keep cast protector away from babies and children. Adult supervision recommended when product is used on children.

## **INSTRUCTIONS**

**Step 1:** Carefully slide the cast protector over the cast or bandage by pulling around the sides every few inches; avoid piercing with nails or poking with fingers.

**Step 2:** Smooth out creases so that the opening seals tightly around your skin above the cast.

# EZ Stretch™ cast protector



P205-00, P206-00

## **ALERTA:**

Este producto está hecho para usarlo solo en la ducha y no para tomar baños ni nadar sumergiéndose.

Cast Protector puede ser resbaladizo cuando está mojado.

Asegúrese de revisar el protector del yeso después de cada uso para asegurarse de que el material no esté roto ni tenga huecos. Si descubre desgarraduras o huecos, deje de usar el producto.

Cuando no esté en uso, mantenga el protector fundición lejos de los bebés y los niños. Supervisión de un adulto se recomienda cuando el producto se utiliza en los niños.

## **INSTRUCCIONES**

**paso 1:** deslizar el protector con cuidado sobre el yeso o el vendaje tirando alternadamente en los lados unas cuantas pulgadas.

**paso 2:** una vez que se encuentra sobre el yeso, asegurarse de emparejar cualquier arruga que haya y que el cierre esté en su lugar contra la piel.